

# Monoart® Yüz Maskeleri Kalite Belgeleri



Tüm Monoart® Yüz Maskeleri, ASTM F 2100 ve EN 14683 ile uyumlu, Sınıf I Tıbbi Cihazlardır. Monoart® Koruma 3 tip II iken Monoart® Koruma Ekstra Yumuşak, Koruma 3 Çiçek desenli, Koruma 4 ve Koruma 4 Hassas maskeler tip IIR'dir.

Monoart® yüz maskeleri, aşağıda listelenen EN 14683 ve ASTM F2100 standartlarının gerekliliklerine uygundur:

Euronda | Monoart®

ASTM F2100	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
EN 14683	Tip II	Tip IIR	Tip IIR
Monoart® Yüz Maskeleri modelleri	PTC3	PTC Ekstra Yumuşak YENİ 2021	PTC3 Çiçek Desenli, PTC4 Ve PTC4 Hassas
Bakteriyel Filtreleme Verimliliği (BFV)	ASTM: ≥ 95 % EN 14683: ≥ 98 %	ASTM: ≥ 98 % EN 14683: ≥ 98 %	ASTM: ≥ 98 % EN 14683: ≥ 98 %
Partikül Fitreleme Verimliliği (PFV)	ASTM: ≥ 95 % EN 14683: istenmez	ASTM: ≥ 98 % EN 14683: istenmez	ASTM: ≥ 98 % EN 14683: istenmez
Sıvı dayanım basıncı	ASTM: > 80 mm Hg EN 14683: istenmez	ASTM: > 120 mm Hg EN 14683: ≥ 16,0 kPa	ASTM: > 160 mm Hg EN 14683: ≥ 16,0 kPa
Diferansiyel basınç (ΔP)	ASTM: < 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> EN 14683: < 40 Pa/cm <sup>2</sup>	ASTM: < 6,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> EN 14683: < 60 Pa/cm <sup>2</sup>	ASTM: < 6,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> EN 14683: < 60 Pa/cm <sup>2</sup>
Yanıcılık	ASTM: Sınıf I EN 14683: istenmez	ASTM: Sınıf I EN 14683: istenmez	ASTM: Sınıf I EN 14683: istenmez

## Yüz maskesi neden kullanılır?

Yüz maskesi hem çalışanlar hem de hastalarda enfeksiyonlara neden olabilecek virüs ve bakterilerden bulaşma riskini azaltır.

## Yüz maskesi nasıl doğru kullanılır?

Maske yüze iyice yapışmalı ve her zaman kuru kalmalıdır.

## Yüz maskesini ne zaman değiştirmeli

Maske, sprey maddelere maruz kalırsa veya ıslanırsa ve her durumda tedavi edilen her hasta için değiştirilmelidir.

**Euronda®**  
Official Dealer  
for Turkey

**İstanbul Ofis**  
Oğuzhan Cad. Çağanak Sk. No: 5/3  
Fındıkzade -Fatih/İstanbul  
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)  
Faks : (0212) 491 10 89

[www.dunya-euronda.com](http://www.dunya-euronda.com) | [info@dunya-euronda.com](mailto:info@dunya-euronda.com)

**Ankara Ofis**  
Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16  
Kızılay-ANKARA  
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)  
Faks : (0312) 430 55 17

Distributed by  
**dunya**  
dental  
[www.dunyadental.com](http://www.dunyadental.com)